



**PROFESSIONAL STRENGTH
FAGLIGE STYRKE**

**DENTURE CLEANER
PROTESERENSEMIDDEL**

200 g (7 oz)

RENEW®
CANADA

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water.

ALLERGIC REACTION: As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

FJERNER: Tobak, Kaffe, The, Jern, Calcium, Sten, Plak, Tandsten. Brug 1 the ske af pulver per kop af varmt vand. Oprør opløsning grundigt i et protese rensmiddel. **NEDSUNKET TANDMÆSSIG ANVENDELSE I 20 MINUTTER.** Ekstremt plettede proteser eller proteser med en høj opbygning af sten og tandsten påkræver muligvis gennemblødning over natten. Gennemblød ikke delvist metal proteser i mere end 20 minutter. **VIGTIGT:** Proteser med en blød liner bør ikke gennemblødes i mere end 20 minutter per gennemblødning. **SIKKERHEDSAVVARSEL:** Renew skal ikke indtages i kroppen. Hvis det bliver slugt, igangsæt opkastning, store mængder vand gives. Tilkald læge med det samme. I tilfælde af kontakt med øjne eller mund, skyld med vand. **ALLERGISK REAKTION:** Som med ethvert proteserensmiddel, kan en allergisk reaktion forekomme. Hvis en allergisk reaktion opstår, straks stop brugen af produktet. Skyld det tandmæssige rensmiddel grundigt før brug. **HOLDES UDE AF BØRNS RÆKKEVIDDE, SKAL IKKE BRUGES** til at rense smykker. **SKAL IKKE Blandes** med andre kemikalier. **UNDGÅ** spild på tøj, stof og køkkenborde.






Made in Canada/Made in Canada Manufactured by/fremstillet af



MID-CONTINENTAL
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5