



**Renew**<sup>®</sup>

**PROFESSIONAL STRENGTH**

**DENTURE CLEANER**  
**KUNSTGEBIT CLEANER**

RENEW<sup>®</sup>  
CANADA

200 g (7 oz)

**REMOVES:** Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water.

**ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

**VERWIJDERT:** Tabak, koffie, thee, ijzer, calcium, tandplak, tandsteen. Los 1 theelepel met poeder op in een glas met warm water. Roer het opgelost middel goed door en giet het in het prothesebakje. **DOMPEL DE PROTHESE/KUNSTGEBIT ONDER VOOR 20 MINUTEN.** Erg verkleurde protheses of kunstgebitten met veel tandplak kunnen de hele nacht weken. Week metalen (deel-)protheses niet langer dan 20 minuten. **BELANGRIJK:** Kunstgebitten met een zachte kunststof liner mogen niet langer dan 20 minuten geweekt worden. **WAARSCHUWING:** Renew mag niet ingenomen worden. Wanneer er toch een hoeveelheid wordt doorgeslikt wek geen braken op, geef grote hoeveelheden water. **Waarschuw** onmiddellijk een arts. Bij contact met de ogen of de mond direct spoelen met overvloedig water. **ALLERGISCHE REACTIE:** Zoals met elke kunstgebtreiniger kan een allergische reactie ontstaan. Als er een allergische reactie ontstaat stop dan onmiddellijk met het gebruik. **SPOEL DE PROTHESE GRONDIG AF** voordat deze gebruikt wordt, **HOUD BUITEN GEBRUIK VAN KINDEREN.** **GEBRUIK NIET** om juwelen mee schoon te maken. **NIET MENGEN MET** andere chemicaliën. **VERMIJD MORSEN** op kleding, stoffen en aanrechtbladen.



Made in Canada/Gemaakt in Canada      Manufactured by/vervaardigd door



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341  
www.mid-continental.com

