



**Renew**<sup>®</sup>

**PROFESSIONAL STRENGTH**

**DENTURE CLEANER**  
**TEKOHAMMASPUHDISTE**

RENEW<sup>®</sup>  
CANADA

**200 g (7 oz)**

**REMOVES:** Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

**POISTAA:** Tupakka, kahvi, tee, rauta, kalkki, hammaskivi, plakki, värjäytymät. Käytä 1 tl jauhetta lasilliseen lämmintä vettä. Sekoita lious huolella hammaskojeen (proteesi, oikomiskoje) puhdistusnesteeksi. **LUOTA KOJETTA 20 MINUUTTIA.** Erittäin värjäytynyt tai paljon hammaskiveä sisältävät hammaskojeet voivat tarvita yön yli liotuksen. Älä liota metalliosia sisältävää hammaskojetta 20 minuuttia pidempään. **TÄRKEÄÄ:** Hammaskojetta, jossa on pehmeä reunus, ei pidä liottaa 20 minuuttia pidempään kerrallaan. **TURVAOHJEET:** Renew-liuosta ei pidä nauttia sisäisesti. Mikäli liuosta on nieltä, sitä ei pidä yrittää oksentaa, vaan nauttia suuria määriä vettä. Ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin. Jos ainetta joutuu silmiin tai suuhun, huuhtelkaa runsaalla vedellä. **ALLERGINEN REAKTIO:** Kuten muutkin hammaskojien puhdistusaineet, voi Renew aiheuttaa allergisen reaktion. Tässä tapauksessa lopettakaa tuotteen käyttö välittömästi. **HUUHDELKAA HAMMASKOJE** huolellisesti ennen käyttöä. **PIDETTÄVÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA, ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ** korujen puhdistukseen, **ÄLKÄÄ** sekoittako muiden kemikaalien kanssa. **VÄLITTÄKÄÄ** luoksen roiskumista vaatteille, kankaille ja pöytäpinnoille.



Made in Canada/Made in Canada

Manufactured by/Valmistaja



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341  
www.mid-continental.com

