

Renew®

PROFESSIONAL STRENGTH

DENTURE CLEANER
FOGSOR TISZTÍTÓ

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

ELTÁVOLÍTTJA AZ ALÁBBIKAT: cigaretta, tea, vas, kalcium, ásványi anyagok, lepedék, fogkő. Adjon 1 teáskanányi port egy csésze vízhez. Keverje össze alaposan egy tálban. **MÉRÍTSE BELE AMÜFOGORSÓRT 20 PERCRE.** A súlyosan szennyezett, lepedékes vagy fogkőves műfogsorokat egy egész éjszakára hagyja benne a folyadékban. A fémet is tartalmazó műfogsorokat ne hagyja 20 percnél hosszabb időre a folyadékban. **FONTOS:** A puhán maradó alábéleléssel rendelkező műfogsorokat ne áztassa 20 percnél tovább egy-egy alkalommal. **BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:** A készítményt belsőleg ne alkalmazza. Ha véletlenül lenyelte, ne próbálja meg hánytatással eltávolítani. Fogyasszon sok folyadékot, és haladéktalanul keresse fel orvosát. Ha a szemébe vagy a szájába kerül, öblítse ki vízzel. **ALLERGIÁS REAKCIÓK:** Mint más műfogsortisztítók esetében, allergiás reakció e készítmény használatakor is felléphet. Ha allergiás reakciót tapasztal, haladéktalanul hagyjon fel a készítmény alkalmazásával. Használat előtt alaposan **ÖBLÍTSE LE AMÜFOGORSÓRT, GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ, NE HASZNÁLJA** ékszer tisztítására. **NE KEVERJE ÖSSZE** más vegyszerekkel. **ÜGYELJEN ARRRA,** hogy a folyadék ne cseppenjen rá a ruhájára, egyéb textiljára vagy bútorra.



Made in Canada / Made in Canada

Manufactured by/Gyártó



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

