

Primo

GB

Instructions for use

Adhesive for Molloplast® B-relinings



By use of **Primo adhesive** the chemical bonding of **Molloplast® B** to the acrylic denture base is achieved. However, the adhesive is only applied onto already polymerised denture base material. Prior to the application of **Primo adhesive** the denture

base is prepared according to **Molloplast® B** instructions for use.

Then **Primo adhesive** is brushed uniformly 1–2 times onto the clean and dried denture base. After reacting for approx. 60–90 minutes **Molloplast® B** is pressed onto the denture base and polymerised according to instructions.

Important working hints

- **Primo** coating must cover the entire surface of denture acrylic in contact with **Molloplast® B**. After a reacting time of approx. 60–90 minutes **Molloplast® B** is pressed onto the denture base and polymerised according to instructions.
- Close bottle tightly after each use.
- Avoid contact with eyes, mucous membranes and skin.
- Do not breathe vapours.

Indications for use:

- **Primo adhesive** ensures an optimum bonding of **Molloplast® B** to polymerised acrylics.

Technical data:

- **Volume:** 15 ml, vial with integrated brush
- **Drying time:** 2–3 minutes
- **Reacting time:** 60–90 minutes
- **Storage:** Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding 25 °C / 77 °F. Keep away from moisture.



Ordering information:

Primo adhesive Standard
packing 03004
Bottle of 15 ml

DETAX

GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany

Telefon 07243/510-0 · Fax 07243/510-100

www.detax.de · post@detax.de

Made in Germany



04/2011

Primo

F
Mode d'emploi

Adhésif pour les rebasages en Molloplast® B



L'adhésif **Primo** accomplit la combinaison chimique entre le **Molloplast® B** et la résine acrylique. Toutefois l'adhésif **Primo** n'est appliqué que sur le matériau de base acrylique déjà polymérisé. La base en résine acrylique est travaillée selon le

mode d'emploi de **Molloplast® B**; la base doit être absolument propre et sèche. A l'aide d'un pinceau appliquer homogènement 1 à 2 couches de **Primo** sur toute la surface à rebaser. Laisser agir l'adhésif **Primo** pendant 60 à 90 min. env. Après ce délai le **Molloplast® B** est bourré et polymérisé selon l'indication.

Renseignements de travail importants

- La couche en **Primo** doit revêtir complètement toute la surface prothétique à rebaser. Après le temps de réaction de 60 à 90 min. le **Molloplast® B** est bourré et polymérisé selon l'indication.
- Bien fermer la bouteille aussitôt après l'usage.
- Eviter le contact du produit avec les yeux, les muqueuses et la peau.
- Ne pas inhaler les vapeurs.

Champs d'application:

- L'adhésif **Primo** garantit une adhésion par-faite entre le **Molloplast® B** et les résines acryliques.

Caractéristiques techniques:

- **Volume:** 15 ml, bouteille de verre avec pinceau
- **Temps de séchage:** 2-3 min.
- **Temps de réaction:** 60-90 min.
- **Stockage:** Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas 25 °C. Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.



Information à la commande:

Adhésif Primo

Présentation

standard 03004

Bouteille de 15 ml

Primo



Adhesivo para rebasados en Molloplast® B



El **adhesivo Primo** realiza la combinación química entre el **Molloplast® B** y la base de resina acrílica. No obstante, el **adhesivo Primo** sólo se aplica sobre el material protésico ya polimerizado. Elaborar la base de resina acrílica según las

instrucciones de empleo **Molloplast® B**; la base protésica tiene que ser absolutamente limpia y seca. Aplicar el **adhesivo Primo** mediante un pincel 1 a 2 veces sobre todas las superficies acrílicas de rebasar con **Molloplast® B** y hacer actuar el **adhesivo Primo** durante unos 60 a 90 minutos. Entonces el **Molloplast® B** se obtura y se polimeriza según las instrucciones.

Instrucciones importantes de procesación

- La capa del **adhesivo Primo** tiene que recubrir completamente todas las superficies protésicas de rebasar. Después del tiempo de reacción de 60 a 90 minutos el **Molloplast® B** se obtura y se polimeriza según las instrucciones.
- Cerrar bien los recipientes después de haber usarlos.
- Evitar contacto con los ojos, las mucosas y la piel.
- Evitar la inhalación de los vapores.

Campos de aplicación:

- El **adhesivo Primo** asegura una adhesión óptima entre el **Molloplast® B** y las resinas acrílicas ya polimerizadas.

Características técnicas:

- **Volumen:** 15 ml, botella de vidrio con pincel
- **Tiempo de secado:** 2-3 minutos
- **Tiempo de reacción:** 60-90 minutos
- **Almacenaje:** Conservar el envase herméticamente cerrado, protegido de la humedad. No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C.



Información para el pedido:

Adhesivo Primo

Presentación

normal 03004

Botella de 15 ml

Primo

P

Инструкция по
применению

Адгезив к материалу для перебазировки «Molloplast® B»



С помощью адгезива «Primo» достигается химическое соединение между акрилатом и «Molloplast® B». Это относится не только к уже полимеризованному материалу протеза. Перед нанесением адгезива следует

обработать базис согласно «Molloplast® B»-инструкции. Адгезив «Primo» наносится 1-2 раза кисточкой покрывающим слоем на очищенный и просушенный базис протеза. После времени воздействия примерно от 60 до 90 минут «Molloplast® B» прессуется и затем согласно инструкции полимеризуется.

Важные указания по обработке

- Смочить все контактные поверхности акрилат-«Molloplast® B». После времени воздействия примерно от 60 до 90 минут «Molloplast® B» прессуется и затем согласно инструкции полимеризуется.
- Ёмкость сразу после употребления закрыть.
- Избегать попадания в глаза, контакта со слизистыми оболочками и кожей.
- Пары не вдыхать.

Области применения

- Адгезив «Primo» улучшает прочность соединения между «Molloplast® B» и полимеризованными акрилатами.

Технические данные:

- **Объём:**
бутылочка
стеклянная с
кисточкой, 15 мл.
- **Время сушки:**
2–3 минуты
- **Время
воздействия:**
60–90 минут
- **Хранение:**
хранить плотно
закрытым при
температуре не
выше 25 °C .
Защищать от
влаги.



Информация для заказа:

Primo
Адгезив
Стандартная
упаковка **03004**
бутылочка, 15 мл.

Molloplast® B

soft denture liner – silicone based



Primo



Istruzioni per l'uso

Adesivo per ribasature in Molloplast® B



Con l'**adesivo Primo** si ottiene una unione chimica fra l'acrilato e **Molloplast® B**. Questo vale tuttavia solamente nei casi di resine per palati già polimerizzate. Prima dell'applicazione, la base di resina deve essere trattata secondo l'indicazione d'utilizzo di

Molloplast® B. L'**adesivo Primo** viene applicato sulla base pulita ed asciugata della protesi in 1-2 strati coprenti. L'adesivo deve agire sulla base di resina per 60-90 minuti circa. **Molloplast® B** viene successivamente zepato, pressato e polimerizzato secondo l'istruzione d'uso.

Indicazioni importanti per l'impiego

- È importante che tutta la superficie di contatto fra acrilato e **Molloplast® B** venga trattata con l'**adesivo Primo**. Lasciare agire l'adesivo per 60-90 minuti, poi pressare e polimerizzare il **Molloplast® B**.
- Chiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo del prodotto.
- Evitare il contatto con gli occhi, le gengive e la pelle.
- Non ispirare i vapori.

Campo d'impiego:

- L'adesivo **Primo** ottimizza il legame fra **Molloplast® B** ed acrilati polimerizzati.

Dati tecnici:

- **Volume:**
15 ml flacone con pennello
- **Tempo d'asciugatura:**
2-3 minuti
- **Tempo d'azione:**
60-90 minuti
- **Stoccaggio:**
Conservare ben chiuso a temperatura non superiori ai 25°C. Proteggere dall'umidità.



Specifiche d'ordinazione:

Primo adesivo

Confezione

standard

03004

15 ml flacone

Primo

TR

Kullanım Talimatları

Molloplast® B besleme materyali için adeziv



Primo yapıştırıcı kullanımı ile **Molloplast® B**' nin akrilik proteze kimyasal olarak bağlanması sağlanır. Bununla birlikte adeziv sadece polimerize protez baz malzemesine uygulanır. **Primo Adeziv** uygulaması öncesinde, protez baz **Molloplast® B** kullanım talimatlarına göre hazırlanır.

Sonra primo adeziv fırça ile 1-2 kez temiz ve kuru protez üzerine uygulanır. Yaklaşık 60-90 dk etkiden sonra, kullanım talimatlarına göre **Molloplast® B** proteze basılır ve polimerize edilir.

Önemli çalışma ipuçları

- Primo kaplama, protez akriliğin **Molloplast® B** ile temastaki tüm yüzeyini kaplamalıdır. Yaklaşık 60-90 dk lik etki süresi sonunda, **Molloplast® B**, talimatlara uygun olarak protez baz üzerine basılır ve polimerize edilir.
- Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.
- Göze, cilde ve mukoza tabakasına temasından kaçınılmalıdır.
- Buharını solumayınız.

Endikasyonları:

- **Primo adeziv, Molloplast® B**' nin polimerize akriliğe optimum bağlanmasını garanti eder.

Teknik veriler:

- **Hacim:** 15 ml, sabit fırçasıyla birlikte
- **Kuruma süresi:** 2-3 dk
- **Etki süresi:** 60-90 dk
- **Depolama:**



Nemden uzak tutunuz.

Sipariş bilgisi:

Primo Adeziv Standart paket 03004
15 ml şişe