

Renew®

PROFESSIONAL STRENGTH

DENTURE CLEANER
ZUBNÍ PROTÉZA
CLEANER

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

ODSTRAŮJE: Tabák, kávu, čaj, vápník, kámen, plak, zubní kámen. Použijte 1 čajovou lžičku prášku na šálek teplé vody. Pečlivě promíchejte v lázni chrupu. **PONOŤTE ZUBNÍ POUŽITÍ NA 20 MINUT.** Extrémně znečištěný chrup nebo chrup s velkým množstvím kamene a zubního kamene může vyžadovat namáčení přes noc. Nenamáhejte kovové části na více, než 20 minut. **DŮLEŽITÉ:** Chrup s jemnou vložkou by neměl být namáčen na více, než 20 min během jednoho namáčení. **BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:** Renew by se nemil brát interní. Po spolknutí se nepokoušejte o zvracení, dopejte si velké množství vody. Okamžitě zavolejte doktorovi. V případě kontaktu s očima nebo pusou, opláchněte vodou. **ALERGICKÁ REAKCE:** Během čištění chrupu může dojít k alergické reakci. Pokud se alergická reakce objeví, okamžitě přestaňte s používáním. **PROMÍCHEJTE CHRUPOVÝ PROSTŘEDEK** velmi pečlivě, před jeho použitím. **DRŽTE DALEKO OD DÍTÍ. NEPOUŽÍVEJTE** k mytí šperků. **NEMIXUJTE** s jinými chemikáliemi. **VYHNĚTE SE** vylití na oblečení, látku a kuchyňskou linku.



CE

Made in Canada/Vyrobeno v Kanadě

Manufactured by/Výrobce



MID-CONTINENTAL
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5