



Renew[®]

PROFESSIONAL STRENGTH

**DENTURE CLEANER
HAMBAPROTEESIDE
CLEANER**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

EEMALDAB: Tubaka, kohvi, tee, raua, kaltsiumi, kivid, katu, hambakivid. Kasuta ühe tassitäie sooja vee kohta 1 teelusika täis pulbrit. Sega lahust korralikult hambaproteeside vannis. **KASTA PROTEESID 20 MINUTIKS LAHUSE SISSE.** Äärmiselt plekklised hambaproteesid või hulgaliste hambakividega proteesid võivad vajada ööläbi leotamist. Ära leota metallosadega hambaproteese kauem kui 20 minutit. **TÄHTIS:** Pehme sisekattega hambaproteese ei tohi leotada rohkem kui 20 minutit korraga. **ETTEVAATUST:** Lahust ei tohi tarbida seesmiselt. Allaneelamise korral ei tohi oksandamist esile kutsuda, tuleb anda suures kogustes vett. Helistage koheselt arstile. Silma või suhu sattudes loputada veega. **ALLERGILINE REAKTSIOON:** Nagu kõigi hambaproteeside puhastajate puhulgi, võib ka see allergilisi reaktsioone esile kutsuda. Allergilise reaktsiooni tekkides tuleb kasutamine koheselt lõpetada. **LOPUTAGE HAMBAPROTEESE** enne kasutamist hoolikalt. **HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. ÄRA** kasuta seda ehte puhastamiseks. **ÄRA** sega seda teiste kemikaalidega. **VÄLDI** selle sattumist riietele, kangastele ja tööpindadele.



Made in Canada/Made in Canada

Manufactured by/valmistatud



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5