



Renew[®]

PROFESSIONAL STRENGTH

**DENTURE CLEANER
PROTHESENREINIGER**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

ENTFERNT: Tabak, Kaffee, Tee, Rost, Kalk, Zahnstein. Verwenden Sie 1 Teelöffel Pulver pro Becher warmes Wasser. Rühren Sie die Flüssigkeit gut um im Gebissbad. **BADEN SIE DAS GEBISS WÄHREND 20 MINUTEN.** Kunstgebisse mit extremen Ablagerungen können über Nacht gebadet werden. Prothesen mit Metall nicht länger als 20 Minuten baden! **WICHTIG:** Kunstgebisse mit weicher Auskleidung nicht länger als 20 Minuten baden. **SICHERHEITSHINWEIS:** Renew nicht einnehmen. Wenn die geschluckte Lösung nicht zum Erbrechen führt, trinken Sie viel Wasser nach. Rufen Sie sofort einen Arzt an. Wenn die Lösung in Kontakt mit den Augen oder dem Mund kommt, spülen Sie diese sofort mit Wasser. **ALLERGISCHE REAKTIONEN:** Wie mit anderen Prothesenreinigern können allergische Reaktionen auftreten. Falls diese bei Ihnen auftritt, verzichten Sie sofort auf die weitere Verwendung des Produktes. **REINIGEN SIE** die Ausrüstung und Ihr Kunstgebiss vor dem Verwenden von Renew. **NICHT IN DER NÄHE VON KINDERN AUFBEWAHREN, NICHT VERWENDEN** zum Reinigen von Schmuck. **NICHT** mit anderen Chemikalien vermischen. **VERMEIDEN** Sie den Kontakt der Lösung mit Kleidern, Stoff oder Abdeckungen.



Made in Canada/Made in Canada

Manufactured by/hergestellt durch



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

