

Renew[®]

**PROFESSIONAL STRENGTH
NEART GAIMIÚLA**

**DENTURE CLEANER
CÍORANNA GLANTÓIR**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

AISTRIGH: Tobac, caife, tae, iarann, cáilciam, calcalas, plaic, tartar. Úsáid 1 taespúnóg de púdar sa cupánuisce te. Suaithuaslagán go diansafolcadáncíoríacla. **TUMAIGH FEARAS DÉADACH LE HAIGH 20 NOIMEAD.** Ní mórduitcíoríaclari-salach le cruachadhcalcalasagustartar a chursafolcadán that oíche. Ná maothaighcíoríaclamíotainníosmóná 20 noimead. **TABHACHTACH:** Ná maothaighcíoríacla le lineáil bogníosmóná 20 noimeadna maothaíocht. **RABHADH SÁBHÁILTEACHT:** Nátógann an athnuigh de himhéanach. Máslogadh, Náspreagadhurlacan- tóg a lánuisce. Churglaocharandochtúirláithreach. I gcásteagmhálaí le na súlenóbéal, glan le huisce. **FRITHGHNIOMHÚ AILLÉIRGEACH:** Cosúil le gachcíoríacla, táseansann le frithghníomhú ailléirgeach a tharlaigh. Má tharlaíonnfrithghníomhú ailléirgeach, stad an úsáidláithreach. Sruthlaighanfearas go maithfaoibráidan úsáid. Coimeád as aimsiúleanaí. Ná úsáid a ghlannanseodra. Ná meascann le ceimiceile. Seachaintdoirteachar a chuidéadagh, arbraicaiagusarcuntar.



Made in Canada/Déanta i gCeanada

Manufactured by/mhonaraigh

 **MID-CONTINENTAL**
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5