

Renew[®]

**PROFESSIONAL STRENGTH
FORZA PROFESSIONALE**

**DENTURE CLEANER
PROTESI CLEANER**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tabacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

RIMUOVE: Tabacco, caffè, tè, ferro, calcio, calcoli, placca, tartaro. Usa 1 cucchiaino di polvere per tazza di acqua calda. Mescola la soluzione accuratamente in una vaschetta per dentiere. **IMMERGI LA PROTESI DENTARIA PER 20 MINUTI.** Dentiere estremamente macchiate o con un pesante accumulo di calcoli e tartaro potrebbe richiedere l'immersione per tutta la notte. Non immergere dentiere parzialmente in metallo per più di 20 minuti. **IMPORTANTE:** Le Dentiere con rivestimento morbido non dovrebbero restare immerse per più di 20 minuti per immersione. **AVVERTIMENTO DI SICUREZZA:** La Soluzione rinnovante non va ingerita. Se ingerita non indurre vomito, ma bere grandi quantità di acqua. Chiamare il medico immediatamente. In caso di contatto con occhi o bocca sciacquare con acqua. **REAZIONI ALLERGICHE:** Come con qualsiasi altro detergente per dentiera, si possono verificare reazioni allergiche. Se si verifica una reazione allergica, sospendere immediatamente l'utilizzo. **RISCIACQUARE LA PROTESI DENTARIA** accuratamente prima dell'uso. **NON TENERE ALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON** utilizzare per la pulizia dei gioielli. **NON** mischiare con altri prodotti chimici. **EVITARE** di farla rovesciare su vestiti, tessuti e banchi.



Made in Canada/Made in Canada

Manufactured by/Prodotto da



MID-CONTINENTAL
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5