

Renew®

**PROFESSIONAL STRENGTH
PROFESIONALUS STIPRUMAS**

**DENTURE CLEANER
DANTŲ PROTEZŲ
VALIKLIS**

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

PAŠALINA: Tabaka, kava, arbata, geležis, kalcis, akmenys, apnašas, dantų akmenys. Naudokite 1 arbatinį šaukštelį miltelių puodeliui šilto vandens. Kruopščiai išmaišykite tirpalą dantų protezų dėkluje. **ĮMĖRKITE PROTEZUS 20-IAI MINUČIŲ.** Labai dėmėtiems protezams ar protezams su smarkiu akmenėjimu gali pririekti mirkymo visą naktį. Nemirkinkite metalinių dantų protezų daugiau nei 20 minučių. **SVARBU:** Protezai su minkštu dėklu neturėtų būti mirkomi daugiau nei 20 minučių per vieną kartą. **SAUGUMO ĮSPĖJIMAS:** Neskirta vidiniam vartojimui. Jei prarijote, neskatinkite vėmimo, gerkite didelį kiekį vandens. Nedelsiant susisiekite su daktaru. Patekimo į akis ar burną atveju praplaukite vandeniu. **ALERGINĖ REAKCIJA:** Kaip ir su bet koku protezų valikliu gali pasireikšti alerginė reakcija. Jei su pasireiškia alerginė reakcija, nedelsdami nutraukite naudojimą. Prieš naudodami **KRUOPŠČIAI NUSKALAUKITE DANTŲ PROTEŽĄ, LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. NENAUDOKITE** juvelyrinių dirbinių valymui. **NEMAIŠYKITE** su kitais chemikalais. **VENKITE** patekimo ant drabužių, medžiagos ir stalviršių.



Made in Canada/Pagaminta Kanadoje

Manufactured by/Gamintojas



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

