

Renew®

**PROFESSIONAL STRENGTH
PUTERE PROFESIONALA**

**DENTURE CLEANER
PROTEZA CLEANER**

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

INLATURA: tabac, cafea, ceai, fier, calciu, calculul-dentar, placa, tartru. Utilizati o lingurita de pudra la o ceasca de apa calda, amestecati bine solutia intr-o baie / recipient de proteze. **INTRODUCETI APARATUL DENTAR TIMP DE 20 DE MINUTE.** Pentru dantura extrem de patata sau dantura cu un tartru sau calculul destul de pronuntat se recomanda utilizarea produsului si pe timpul noptii. A nu se aplica pe dantura cu metal partial mai mult de 20 de minute. **IMPORTANT:** protezele cu linie moale nu trebuie sa fie imbibate in solutie pentru mai mult de 20 de minute pe fiecare utilizare. **MASURI DE PRECAUTIE:** Renew nu se administreaza pe cale interna. Daca este inghitit nu va induceti voma, ci beti cantitati foarte mari de apa. Sunati medicul imediat. In cazul contactului cu ochii sau cu gura clatiti cu apa. **REACTII ALERGICE:** ca orice produs de curatare dentara o reactie alergica poate fi prevazuta. Daca apare o reactie alergica, imediat intrerupeti utilizarea produsului. **CLATITI APARATUL DENTAR FOARTE BINE** inainte de utilizare. **FERITI DE COPII.** A NU se utiliza pentru curatarea bijuteriilor. A NU se amesteca cu alte produse chimice. **EVITATI** sa varsati produsul pe haine, textile si pe alte suprafete / blaturi.



Made in Canada / Made in Canada

Manufactured by / Produs de

 **MID-CONTINENTAL**
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

