

Renew®

PROFESSIONAL STRENGTH

DENTURE CLEANER
ZUBNÁ PROTÉZA
CLEANER

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

ODSTRANUJE: Tabak, kávu, čaj, železo, vápnik, kameň, povlaky, vinny kameň. Používajte 1 čajovú lyžičku prášku na pohár teplej vody. Dobře zamiešajte, aby sa prášok rozpustil. **APLIKUJTE NA ZUBNÚ PROTÉZU PO DOBU 20 MINÚT.** Pri extrémnych škvrnách, alebo silnom zubnom kameni sa doporučuje ponorenie do roztoku na celú noc. Nenamáčajte kovové časti protézy na viac ako 20 minút. **DŮLEŽITÉ:** Protézy s mäkkými súčastami by sa nemali namáčať na viac ako 20 minút. **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:** Roztok nie je určený na vnútorné použitie. Pri náhodnom požití nevyvolávejte zvracanie a vypite veľké množstvo vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s očami alebo ústami vypláchnite čistou vodou. **ALERGICKÉ REAKCIE:** Aj tento roztok môže vyvolať alergické reakcie podobne ako každý čistiaci na protézy. Pri alergických prejavoch prestaňte výrobok používať. **PRED POUŽITÍM PROTÉZU DOBRE OPLÁCHNITE ČISTOU VODOU. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHY DEŤÍ. NEPOUŽÍVAJTE** na čistenie šperkov. **NEMIEŠAJTE** s inými chemikáliami. **POZOR** na šaty a iné tkaniny pri použití.



CE

Made in Canada/Vyrobené v Kanade

Manufactured by/Výrobca

 **MID-CONTINENTAL**
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

