



Renew[®]

**PROFESSIONAL STRENGTH
FORTALEZA PROFESIONAL**

**DENTURE CLEANER
LIMPIADOR DE
DENTADURA**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

REMUEVE: Tabaco, café, té, hierro, calcio, cálculo dental, placa dental, sarro. Utiliza 1 cucharadita de polvo por cada taza de agua caliente. Agite la solución completamente en un baño de dentadura. **SUMERGE LOS DISPOSITIVOS DENTALES POR 20 MINUTOS.** Las dentaduras manchadas o con mucho sarro acumulado requerirán que estén toda la noche bajo agua. No humedezca las dentaduras que sean parcialmente de metal por más de 20 minutos. **IMPORTANTE:** Dentaduras con rebasados blandos no deben humedecerse por más de 20 minutos por lavado. **AVISO DE SEGURIDAD:** Renew no debe ingerirse. Si es ingerido, no induzca vómito, beba grandes cantidades de agua. Llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos o la boca, enjuague con mucha agua. **REACCIONES ALÉRGICAS:** Como con cualquier limpiador, podrían ocurrir reacciones alérgicas. Si ocurre una reacción alérgica, descontinúe su uso inmediatamente. **ENJUAGUE LOS DISPOSITIVOS DENTALES** cuidadosamente antes de su uso. **MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS. NO UTILICE** joyería limpia. **NO** mezcle con otros químicos. **EVITE** que se derrame en la ropa, en telas y encimeras.



Made in Canada/Hecho en Canadá

Manufactured by/fabricado por



MID-CONTINENTAL
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5